

Anticorpo Policlonale Anti-Cep57L1 Per Wb, Elisa - Q8lyx8

Numero articolo: CM0024983

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CEP57L1 validato per WB e ELISA su campioni umani. Bersaglia la proteina centrosomale coinvolta nell'attaccamento dei microtubuli, ideale per la ricerca sulla divisione cellulare e il citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale Anti-CEP57L1
Note/Alias	cep57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	285753
ID gene	285753
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-167 della CEP57L1 umana (NP_776191.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q8IYX8
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio