

Anticorpo Policlonale Anti-Cep68 Per Wb Ed Elisa - Q76N32

Numero articolo: CM0024597

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce CEP68 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare la coesione del centrosoma, la localizzazione di CDK5RAP2 e la formazione dei filamenti di rootletina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb CEP68 Coniglio
Note/Alias	KIAA0582; CEP68
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23177
GeneID	23177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di CEP68 umano (NP_001306030.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q76N32
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio