

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cep83 Per Wb, Elisa - Q9Y592

Numero articolo: CM0030677

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CEP83 umano (CCDC41/NPHP18), validato per Western blotting ed ELISA. Adatto per il rilevamento di CEP83 in campioni umani e murini. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CEP83 Rabbit pAb
Note/Alias	CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; CEP83
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51134
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-260 di CEP83 umano (NP_057206.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y592
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio