

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cereblon (Crbn) Per Wb, Elisa - Q96Sw2

Numero articolo: CM0030958



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la cereblon umana (CRBN), validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto, adatto per lo studio della degradazione mediata dall'ubiquitina, della neurobiologia e dell'immunomodulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CRBN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51185
Gene ID	51185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 della CRBN umana (NP_057386.2?).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96SW2
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio