

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cerk Per Wb, Elisa - Q8Tct0

Numero articolo: CM0019109

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la ceramide chinasi umana (CERK), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per investigare le vie di segnalazione della ceramide-1-fosfato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CERK Rabbit pAb
Note/Alias	LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	64781
Gene ID	64781
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 400 al C-terminus del CERK umano (NP_073603.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TCT0
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio