

Anticorpo Policlonale Anti-Cers5 Per Wb Ed Elisa - Q8N5B7

Numero articolo: CM0019125

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CERS5 umano, validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla sintesi della ceramide e sul metabolismo degli sfingolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CERS5 Rabbit pAb
Note/Alias	Trh4; LASS5; CERS5
Specie	Umano
GeneID	91012
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CERS5 umano (NP_001268660.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8N5B7
Peso Molecolare Proteina	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio