


Anticorpo Monoclonale Anti-Ceruloplasmina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00450

Numero articolo: CM0003185



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la ceruloplasmina umana (CP). Validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo del ferro e la biologia del rame.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ceruloplasmina Rabbit mAb
Note/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1356
GeneID	1356
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 366-572 della ceruloplasmina umana (NP_000087.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P00450
Peso proteico	122 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio