


Anticorpo Policlonale Anti-Ceruloplasmina Per Wb, If/Icc, Elisa - P00450

Numero articolo: CM0029962



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la ceruloplasmina umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto; adatto per studi sul metabolismo del ferro e sul trasporto del rame.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ceruloplasmina Rabbit pAb
Note/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1356
GeneID	1356
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 366-572 della Ceruloplasmina umana (NP_000087.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00450
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio