


Anticorpo Policlonale Anti-Ces1 Per Wb, Elisa - P23141

Numero articolo: CM0019548



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CES1 umano per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per lo studio della carbossilesterasi epatica 1 nella ricerca sulla disintossicazione, il metabolismo dei farmaci e il metabolismo dei lipidi. Reagisce con l'essere umano e il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CES1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1066
GeneID	1066
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P23141
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio