


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ces1 Per Wb, If-P, Elisa - P23141

Numero articolo: CM0002085



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la CES1 umana (carbossilesterasi 1). Adatto per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una proteina di 63 kDa. Utile per studi sul metabolismo dei farmaci, ricerche sui lipidi e studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CES1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Specie	Umana
ID gene	1066
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 della CES1 umana (P23141).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P23141
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio