

Anticorpo Policlonale Anti-Ces2 Per Wb, If/Icc, Elisa - 000748

Numero articolo: CM0016362

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CES2 umana (Cocaina esterasi, 000748). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modalità crociata con uomo e topo. Ideale per studi sul metabolismo farmacologico e la detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CES2 Rabbit pAb
Note/Alias	iCE; CE-2; PCE-2; CES2A1; CES2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	8824
GeneID	8824
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 310-410 della CES2 umana (NP_003860.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	000748
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio