

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cetn2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Numero articolo: CM0020086



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CETN2, validato per WB, IF/ICC, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Coinvolto nella funzione del centrosoma, nella riparazione del DNA e nell'esportazione dell'mRNA. Ideale per studi di biologia cellulare e stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CETN2
Note/alias	CALT; CEN2; CETN2
Specie	Umano
GeneID (umano)	1069
GeneID	1069
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 della CETN2 umana (NP_004335.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P41208
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante