

Anticorpo Policlonale Anti-Cetn3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15182

Numero articolo: CM0025730

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CETN3 validato per western blot, immistochimica, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia centrina-3, un componente centrosomale e dei pori nucleari coinvolto nell'esportazione di mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CETN3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CEN3; CDC31; CETN3
Specie	Umano
ID gene (Umano)	1070
ID gene	1070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-167 di CETN3 umano (NP_004356.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15182
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio