

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cetp Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11597

Numero articolo: CM0014046



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CETP umano per applicazioni di Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo, sul trasporto dei lipidi e sull'aterosclerosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CETP Rabbit pAb
Note/alias	BPIFF; HDLCQ10; CETP
Specie	Uomo
GenID (uomo)	1071
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-493 del CETP umano (NP_000069.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P11597
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante