

Anticorpo Policlonale Anti-Cfap20 (C16Orf80) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A4

Numero articolo: CM0026789



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce C16orf80/CFAP20 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla motilità ciliare e l'organizzazione assonematica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C16orf80 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
Specie	Uomo
GeneID (umano)	29105
GeneID	29105
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 94-193 di C16orf80 umano (NP_037374.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6A4
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio