

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cfap20/Gtl3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6A4

Numero articolo: CM0007151



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce CFAP20/GTL3 umano (anche Mouse, Ratto). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Il bersaglio svolge ruoli chiave nella struttura assonemica, motilità e poliglutamilazione di ciglia/flagelli. Ideale per la ricerca sulle ciliopatie e la biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CFAP20/GTL3 Anticorpo monoclonale di Coniglio (mAb)
Note/Alias	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80; CFAP20/GTL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29105
GeneID	29105
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 94-193 di CFAP20/GTL3 umano (NP_037374.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6A4
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio