


Anticorpo Policlonale Anti-Cfap44 Per Wb, Elisa - Q96Mt7

Numero articolo: CM0013828



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CFAP44 umano (WDR52) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Adatto per studi sull'organizzazione dell'assonema del flagello spermatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CFAP44 Rabbit pAb
Note/Alias	WDR52; SPGF20; CFAP44
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55779
GeneID	55779
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-370 di CFAP44 umano (NP_001157968.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q96MT7
Peso della proteina	214 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante