

Anticorpo Policlonale Anti-Cfap53 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96M91

Numero articolo: CM0021975



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a CFAP53 (CCDC11/HTX6), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva CFAP53 umano, murino e ratto. Essenziale per lo studio dei cigli mobili e della biogenesi dei flagelli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CFAP53 Rabbit pAb
Note/Alias	HTX6; CCDC11; CFAP53
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	220136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 del CFAP53 umano (NP_659457.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96M91
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio