


Anticorpo Monoclonale Anti-Cfd Coniglio Per Wb, Elisa - P00746

Numero articolo: CM0003931



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il fattore D del complemento umano (Adipsina). Validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per studi sull'immunità innata, sulle vie del complemento e per l'approvvigionamento di materie prime diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CFD Rabbit mAb
Note/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-253 del CFD umano (P00746)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00746
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio