

Anticorpo Policlonale Anti-Cfd Di Coniglio Per Wb, Elisa - P00746

Numero articolo: CM0027608



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CFD umano (Adipsina, Fattore D del Complemento). Validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare la via alternativa del complemento e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CFD Rabbit pAb
Note/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Specie	Umano
GeneID (umano)	1675
GeneID	1675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-253 di CFD umano (NP_001919.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P00746
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio