

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cfdp1 Per Wb Ed Elisa - Q9Uee9

Numero articolo: CM0026049

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CFDP1 validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina stabilizzante l'eterocromatina coinvolta nella stabilità centromerica e nello sviluppo craniofacciale. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CFDP1 Rabbit pAb
Note/Alias	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
Specie	Umano
GeneID	10428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-299 di CFDP1 umano (NP_006315.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UEE9
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio