


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cfhr1 Per Wb E Elisa - Q03591

Numero articolo: CM0024453



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting CFHR1 umano, adatto per Western blot e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Riconosce una glicoproteina secreta di ~38kDa coinvolta nella regolazione del complemento e nel metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CFHR1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	H36; CFHL; FHR1; HFL1; HFL2; CFHL1; FHL-1; FHR-1; H36-1; H36-2; CFHL1P; CFHR1P; CFHR1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3078
Gene ID	3078
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 151-330 del CFHR1 umano (NP_002104.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03591
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio