

Anticorpo Policlonale Anti-Cfhr3 Per Wb, If-P, Elisa - Q02985

Numero articolo: CM0026741

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro CFHR3 è validato per Western blot, IF-P e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione del complemento e della sindrome emolitica uremica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CFHR3 Rabbit pAb
Note / Alias	FHR3; HLF4; CFHL3; FHR-3; DOWN16; CFHR3
Specie	Umana
GenelD (Umana)	10878
GenelD	10878
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-200 della CFHR3 umana (NP_066303.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02985
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio