

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cfhr5 Per Wb, Elisa - Q9Bxr6

Numero articolo: CM0017322

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro il CFHR5 umano (FHR5), validato per WB ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione del complemento e sulla sindrome emolitico-uremica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CFHR5 Rabbit pAb
Note/alias	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	81494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-569 del CFHR5 umano (NP_110414.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BXR6
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante