


Anticorpo Policlonale Anti-Cfi Per Wb Ed Elisa - P05156

Numero articolo: CM0026615



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CFI adatto per applicazioni WB ed ELISA, reattivo con CFI umana e di topo. Ideale per studi sulla via del complemento, ricerche sulla regolazione immunitaria e sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CFI Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3426
GeneID	3426
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-300 della CFI umana (NP_000195.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P05156
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio