

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cfl1 Per Wb E Elisa - P23528

Numero articolo: CM0020897



introduzione

CFL1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la cofilina-1 umana, validato per WB e ELISA. Rileva la CFL1 umana, di topo e di ratto (peso molecolare previsto 19 kDa), ed è ideale per lo studio della dinamica dell'actina, della migrazione cellulare e dell'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CFL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CFL; cofilin; HEL-S-15; CFL1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1072
GeneID	1072
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CFL1 umana (NP_005498.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23528
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio