

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cfl2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y281

Numero articolo: CM0026036



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti Cofilin-2 validato per Western blotting, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con CFL2 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica dell'actina muscolare e la miopatia nemalina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CFL2 Rabbit pAb
Note/Alias	NEM7; CFL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1073
GeneID	1073
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-166 della CFL2 umana (NP_068733.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y281
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio