


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cfp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27918

Numero articolo: CM0027311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro la Properdina umana (CFP), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante. Per la ricerca sulla via alternativa del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CFP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5199
ID gene	5199
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-469 della CFP umana (NP_001138724.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27918
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio