

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cftr Per Wb, If/Icc, Elisa - P13569

Numero articolo: CM0026556



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting il CFTR umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce il CFTR umano, murino e ratto (~168 kDa). Ideale per la ricerca sui canali ionici e sulla fibrosi cistica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CFTR Rabbit pAb
Note/Alias	CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTMRP; TNR-CFTR; dj760C5.1; CFTR
Specie	Umano
Gene ID	1080
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-840 del CFTR umano (NP_000483.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P13569
Peso proteico	168kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio