

Anticorpo Policlonale Anti-Cgas Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Numero articolo: CM0030589



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la cGAS umana (ciclica GMP-AMP sintasi; MB21D1). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e sul rilevamento del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	cGAS Rabbit pAb
Note/Alias	MB21D1; h-cGAS; C6orf150; cGAS
Specie	Umana
GeneID (Umano)	115004
GeneID	115004
Immunogeno	peptide sintetico Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 350-522 della cGAS umana (NP_612450.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N884
Peso proteico	59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio