

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cgb Per Wb, Elisa - P0Dn86

Numero articolo: CM0017215



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CGB umano (CGB3/CGB5/CGB8), validato per Western blot ed ELISA. Rileva proteine umane, murine e di ratto. Ideale per la ricerca sulla gravidanza e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CGB Rabbit pAb
Note/alias	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1082
GeneID	1082
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P0DN86
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante