

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cgb5 Per Wb, Elisa - P0Dn86

Numero articolo: CM0029195



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CGB5 umano, adatto per WB e ELISA. Validato per campioni umani, bersaglia la subunità beta di hCG essenziale nella gravidanza e nell'adattamento materno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CGB5 Rabbit pAb
Note/Alias	CGB; HCG; hCGB; CGB5
Specie	Umana
GeneID	93659
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-165 di CGB5 umano (NP_000728.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P0DN86
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Ghiaccio secco/sacco refrigerante