

Anticorpo Policlonale Anti-Cgb7 Coniglio Per Wb, Elisa - P0Dn87

Numero articolo: CM0029419

introduzione

CGB7 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro il CGB7 umano. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla gravidanza e gli studi sull'hCG.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CGB7 Rabbit pAb
Note/Alias	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	94027
ID Gene	94027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-165 del CGB7 umano (NP_149133.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DN87
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio