

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cgb7 Per Wb, Elisa - P0Dn87

Numero articolo: CM0015221

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la subunità beta 7 della gonadotropina corionica umana (CGB7). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per la biologia della riproduzione e la ricerca sulla gravidanza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CGB7 Rabbit pAb
Note/Alias	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Specie	Umano
GeneID	94027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-165 del CGB7 umano (NP_149133.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DN87
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio