

Anticorpo Policlonale Anti-Cggbp1 Per Wb, Elisa - Q9Ufw8

Numero articolo: CM0029616

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CGGBP1 validato per WB e ELISA. Reagisce con CGGBP1 umano, una proteina legante il DNA che si associa alle ripetizioni CGG nel promotore FMR1. 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CGGBP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CGGBP; p20-CGGBP; CGGBP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8545
ID Gene	8545
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-167 del CGGBP1 umano (NP_003654.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UFW8
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio