

Anticorpo Policlonale Anti-Cgpr Di Coniglio Per Wb, Elisa - P10092

Numero articolo: CM0022807

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la Calcitonin Gene-Related Peptide 2 (CGPR/CGRP2) umana. Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata con il topo. Permette la ricerca sulla vasodilatazione, neurobiologia e segnalazione del recettore CGRP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CGPR Rabbit pAb
Note/Alias	CALC2; CGRP2; CGRP-II
Specie	Umana
GeneID	797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-120 della CGPR umana (NP_000719.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P10092
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio