

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cgref1 Per Wb, Elisa - Q99674

Numero articolo: CM0015680

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CGREF1, un regolatore della crescita cellulare e una proteina di adesione. Adatto per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Utile per la ricerca oncologica e di biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CGREF1 Rabbit pAb
Note/Alias	CGR11; CGREF1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	10669
GeneID	10669
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-200 di CGREF1 umano (NP_006560.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q99674
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante