

Anticorpo Policlonale Anti-Cgrp Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01258 / P06881

Numero articolo: CM0030279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CGRP umana (peptide correlato al gene della calcitonina), adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del calcio e sui neuropeptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CGRP Rabbit pAb
Note/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alfa
Specie	Umana
GeneID (Umana)	796
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 49-128 della CGRP umana (NP_001029125.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P01258/P06881
Peso Proteico	13kDa/15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio