

Anticorpo Policlonale Anti-Cgrrf1 Per Wb, Elisa - Q99675

Numero articolo: CM0019004



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il CGRRF1 umano (CGR19/RNF197), validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per studi sulla regolazione della crescita cellulare e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CGRRF1 Rabbit pAb
Note/Alias	CGR19; RNF197; CGRRF1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10668
ID del gene	10668
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-170 del CGRRF1 umano (NP_006559.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q99675
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante