

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chac1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bux1

Numero articolo: CM0016797

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CHAC1 umano. Adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva CHAC1, un enzima pro-apoptotico coinvolto nella risposta alle proteine mal ripiegate e nella regolazione della via di Notch. Reagisce anche con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHAC1 pAb di coniglio
Note/Alias	CHAC1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	79094
ID del gene	79094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-222 di CHAC1 umano (NP_077016.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BUX1
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante