

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chad Per Wb, Elisa - O15335

Numero articolo: CM0018674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana condroadherina (CHAD), adatto per western blot (WB) ed ELISA. Utile per lo studio della biologia della matrice extracellulare cartilaginea e dei meccanismi di adesione dei condrociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHAD Rabbit pAb
Note/Alias	SLRR4A; CHAD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1101
GeneID	1101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-359 della CHAD umana (NP_001258.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	O15335
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio