

Anticorpo Policlonale Anti-Chat Per Wb, Ihc, If, Elisa - P28329

Numero articolo: CM0018231



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CHAT (colina O-acetiltransferasi), validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva CHAT umano, murino e ratto con specificità. Ideale per la ricerca neuroscientifica e neuromuscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHAT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1103
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 331-630 di CHAT umano (NP_065574.4))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P28329
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio