


Anticorpo Monoclonale Anti-Chat Di Coniglio Per Wb, Elisa - P28329

Numero articolo: CM0002727



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la colina O-acetiltransferasi (ChAT) umana. Validato per WB ed ELISA con reattività per umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca colinergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb ChAT di Coniglio
Note/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1103
GeneID	1103
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28329
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio