


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chat Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28329

Numero articolo: CM0022648



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting CHAT umano (Colina O-acetiltransferasi), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. ~83kDa. Ideale per studi sulla sinapsi colinergica e sui neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHAT Rabbit pAb
Note/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1103
GeneID	1103
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 del CHAT umano (NP_065574.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28329
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio