


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chchd1 Per Wb E Elisa - Q96Bp2

Numero articolo: CM0022702



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting CHCHD1 (proteina ribosomiale mitocondriale mS37), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Adatto per la ricerca su proteine mitocondriali e ribosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHCHD1 Rabbit pAb
Note / Alias	C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	118487
GeneID	118487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-118 di CHCHD1 umano (NP_976043.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96BP2
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio