

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chchd3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nx63

Numero articolo: CM0028786

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CHCHD3 umano (MIC19/MINOS3). Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca mitocondriale e gli studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHCHD3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; CHCHD3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54927
Gene ID	54927
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NX63
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio