

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chchd3 (Validato Per Ko) Per Wb, Elisa - Q9Nx63

Numero articolo: CM0022857

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato per KO contro CHCHD3 (Mic19) umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per studi sul complesso mitocondriale MICOS e sulla morfologia delle creste mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] CHCHD3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; D3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	54927
GenelD	54927
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-227 di CHCHD3 umano (NP_060282.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NX63
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio