


Anticorpo Policlonale Anti-Chchd4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Numero articolo: CM0018901



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHCHD4/MIA40 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Ideale per lo studio dell'importazione nello spazio intermembrana mitocondriale e del ripiegamento proteico sensibile all'ossidoriduzione; presenta reattività crociata con il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHCHD4 Rabbit pAb
Note/Alias	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	131474
GeneID	131474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di CHCHD4 umano (NP_001091972.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q8N4Q1
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio