


Anticorpo Policlonale Anti-Chchd4 (Coniglio Pab) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Numero articolo: CM0014123



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CHCHD4 umano (MIA40), convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per lo studio dell'importazione di proteine mitocondriali e dell'assemblaggio della catena respiratoria. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHCHD4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	131474
GenelD	131474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 di CHCHD4 umano (NP_001091972.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4Q1
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio