


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Chchd4 Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q8N4Q1

Numero articolo: CM0012237



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CHCHD4 (MIA40), validato per applicazioni WB, IHC, IF ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KD] CHCHD4 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	MIA40; TIMM40
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	131474
ID Gene	131474
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di CHCHD4 umano (NP_001091972.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4Q1
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio